

**SIMPLE**


# VertiComfort™

## 颈托 172



全影像安全兼容

# SIMPLE




### 透气舒适衬垫

棉质衬垫具有卓越透气性、舒适性，降低皮肤压迫性



### 引导头部中立位的自适应下颌托设计

自动维持头部中立位及颈前凸，优化力线并分散压力




### 无障碍气道功能性开口

前部大开口设计支持无阻碍气管触诊、插管及急救操作



### 确保治疗依从性的快速卡扣系统

保障患者居家遵医嘱设定重复多次佩戴



### 广泛适配的多节段高度调节

可调节设计广泛适应不同体型，确保精准匹配颈椎生理曲度

## 适应症

- 颈椎急性疼痛综合症
- 颈椎椎管狭窄
- 颈椎过度屈伸损伤
- 颈椎骨折(单纯性或稳定性)
- 颈椎脱位/脱位骨折(手术后)
- 颈椎外伤性损伤
- 颈椎神经根病

## 产品型号

品名	型号
VertiComfort 颈托 172	51007

## 尺码

尺码	颈围
F	28cm-49cm

## 备案凭证名称

- 颈部固定器